

Initial S™: Sterile Einweg-Instrumente für die Handchirurgie

Initial S™ - Hand - Instrumenten kit Inhalt*

STERILE INSTRUMENTE FÜR Ø2,25 MM KANÜLIERTE SCHRAUBEN

Kit	Beschreibung	Komplettsset	Menge
KIT-SC2.25H	Kit für 2,25mm kanülierte Schrauben - Hand	Ø1,7 mm Bohrer mit AO-Ansatz, Kanülierung 0,9mm – L 75mm	1
		3 in 1 Instrumente für 2,25mm Schrauben	1
		Doppel-Bohrführung Ø0.9 mm / Ø1.8 mm für Ø2.25 mm Schrauben	1
		5,8mm Einweg Handgriff	1
		Führungsdraht 0,8mm, Länge 80mm	3

STERILE INSTRUMENTE FÜR Ø2,6 MM KANÜLIERTE SCHRAUBEN

Kit	Beschreibung	Komplettsset	Menge
KIT-SC2.6H	Kit für 2,6mm kanülierte Schrauben - Hand	Ø2,0 mm Bohrer mit AO-Ansatz, Kanülierung Ø1,1 mm - L83 mm	1
		3 in 1 Instrumente für Ø2,6 mm Schrauben	1
		Doppel-Bohrführung Ø1,1 mm / Ø2,1 mm für Ø2,6 mm Schrauben	1
		5.8 mm single use handle	1
		Führungsdraht Ø1,0 L150 mm	3

STERILE INSTRUMENTE FÜR Ø3,0 MM KANÜLIERTE SCHRAUBEN

Kit	Beschreibung	Komplettsset	Menge
KIT-SC3.0H	Kit für 3,0mm kanülierte Schrauben - Hand	Ø2,2 mm Bohrer mit AO-Ansatz, Kanülierung Ø1,1 mm - L83 mm	1
		3 in 1 Instrumente für Ø3,0 mm Schrauben	1
		Doppel-Bohrführung Ø1,1 mm / Ø2.3 mm für Ø3,0 mm Schrauben	1
		5.8 mm single use handle	1
		Führungsdrähte Ø1,0 L150 mm	3


Indikationen:

Die Implantate des 'Initial S' sind für die Fixierung von Frakturen und Osteotomien sowie für Fuß- und Handarthrosen bei Erwachsenen bestimmt.

Kontraindikationen:

- Schwere Gefäßverschleiß, Knochenvitalisierung.
- Schwangerschaft.
- Akute, chronische, lokale oder systemische Infektionen.
- Mangelnde Muskel-Haut-Abdeckung. Schwere Durchblutungsstörungen im betroffenen Bereich.
- Knochenveränderung, die keinen ausreichenden Halt der Implantate im Knochen ermöglicht.
- Muskeldefizit, neurologische Ausfälle oder Verhaltensstörungen, die das Implantat einer anormalen mechanischen Belastung aussetzen könnten.
- Allergien gegenüber einem der verwendeten Materialien oder Unverträglichkeiten gegenüber Fremdkörpern
- Schwerwiegende Probleme mit fehlender Compliance, mentalen oder neurologischen Erkrankungen. Einschränkungen, den Anweisungen zu postoperativen Behandlung Folge zu leisten.
- Instabile körperliche und/oder mentale Verfassung.

* Sterile Instrumente für die Implantation der Schrauben aus dem **Footmotion**. Dieses Instrumentarium ist separat als **Initial S™ Instrumenten Kit** erhältlich. **Instrumente von Newclip Technics** sind ausschließlich für traumatische und orthopädischen Indikationen in Verbindung mit original Newclip Technics Implantaten einzusetzen.



3 in 1 – Instrument für
Ø 3,0 mm Schrauben

Einweg Handgriff

Führungsdrähte Ø1,0 mm,
Länge 150 mm (x3)


Ø 2,2mm Bohrer mit
AO-Ansatz – Kanülierung Ø1,1mm
– Länge 83mm

Doppel-Bohrführung Ø1,1 mm / Ø2.3
mm für Ø3,0 mm Schrauben

Komplettsset Initial S™ Instruments
für 3,0mm kanülierte Schrauben.


Initial S™ Implantate Artikelnummern*

*Separat erhältlich in der Sterilschrauben-Box.



STERILE KANÜLIERTE SCHRAUBEN Ø 2,25MM


Langes Gewinde	Kursgewinde	Beschreibung
H0.9HFT2.25L10-ST	-	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,25 mm - kanülierte Ø0,9 mm - L 10 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L12-ST	-	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.25 mm - kanülierte Ø0.9 mm - L 12 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L14-ST	H0.9IFT2.25L14-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.25 mm - kanülierte Ø0.9 mm - L 14 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L16-ST	H0.9IFT2.25L16-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.25 mm - kanülierte Ø0.9 mm - L 16 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L18-ST	H0.9IFT2.25L18-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.25 mm - kanülierte Ø0.9 mm - L 18 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L20-ST	H0.9IFT2.25L20-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.25 mm - kanülierte Ø0.9 mm - L 20 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L22-ST	H0.9IFT2.25L22-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.25 mm - kanülierte Ø0.9 mm - L 22 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L24-ST	H0.9IFT2.25L24-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.25 mm - kanülierte Ø0.9 mm - L 24 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L26-ST	H0.9IFT2.25L26-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.25 mm - kanülierte Ø0.9 mm - L 26 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L28-ST	H0.9IFT2.25L28-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.25 mm - kanülierte Ø0.9 mm - L 28 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L30-ST	H0.9IFT2.25L30-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.25 mm - kanülierte Ø0.9 mm - L 30 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L32-ST	H0.9IFT2.25L32-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.25 mm - kanülierte Ø0.9 mm - L 32 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L34-ST	H0.9IFT2.25L34-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.25 mm - kanülierte Ø0.9 mm - L 34 mm - STERIL



STERILE KANÜLIERTE SCHRAUBEN Ø 2,6MM

Langes Gewinde	Kursgewinde	Beschreibung
H1.1HFT2.6L10-ST	-	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.6 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 10 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L12-ST	-	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.6 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 12 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L14-ST	H1.1IFT2.6L14-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.6 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 14 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L16-ST	H1.1IFT2.6L16-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.6 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 16 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L18-ST	H1.1IFT2.6L18-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.6 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 18 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L20-ST	H1.1IFT2.6L20-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.6 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 20 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L22-ST	H1.1IFT2.6L22-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.6 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 22 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L24-ST	H1.1IFT2.6L24-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.6 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 24 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L26-ST	H1.1IFT2.6L26-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.6 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 26 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L28-ST	H1.1IFT2.6L28-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.6 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 28 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L30-ST	H1.1IFT2.6L30-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.6 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 30 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L32-ST	H1.1IFT2.6L32-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.6 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 32 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L34-ST	H1.1IFT2.6L34-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø2.6 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 34 mm - STERIL

2 KANÜLIERTE SCHRAUBENARTEN:



STERILE KANÜLIERTE SCHRAUBEN Ø 3,0MM

Langes Gewinde	Short thread	Beschreibung
H1.1HFT3.0L10-ST	-	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø3.0 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 10 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L12-ST	-	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø3.0 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 12 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L14-ST	H1.1IFT3.0L14-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø3.0 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 14 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L16-ST	H1.1IFT3.0L16-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø3.0 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 16 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L18-ST	H1.1IFT3.0L18-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø3.0 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 18 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L20-ST	H1.1IFT3.0L20-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø3.0 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 20 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L22-ST	H1.1IFT3.0L22-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø3.0 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 22 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L24-ST	H1.1IFT3.0L24-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø3.0 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 24 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L26-ST	H1.1IFT3.0L26-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø3.0 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 26 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L28-ST	H1.1IFT3.0L28-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø3.0 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 28 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L30-ST	H1.1IFT3.0L30-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø3.0 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 30 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L32-ST	H1.1IFT3.0L32-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø3.0 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 32 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L34-ST	H1.1IFT3.0L34-ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø3.0 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 34 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L36-ST	-	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø3.0 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 36 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L38-ST	-	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø3.0 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 38 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L40-ST	-	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø3.0 mm - kanülierte Ø1.1 mm - L 40 mm - STERIL



NEWCLIP TECHNICS
PA de la Lande Saint Martin - 45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine (France)
Tel. : +33 (0)2 28 21 37 12 - Fax : +33 (0)2 40 63 68 37
Mail : orders@newcliptechnics.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP GmbH
Wankelstraße 1b
D-86391 Stadtbergen (Deutschland)
Tel.: +49.(0)821-65074940 - Fax: +49.(0)821-65074939
Mail: info@newclipgmbh.com
www.newclipgmbh.de

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen sollen ein Newclip Technics Produkt demonstrieren. Bitte beachten sie immer die packungsbeilage, das Produktetikett und/ oder die Gebrauchsanweisung, bevor sie ein Newclip Technics Produkt nutzen. Der Operateur muss sich immer auf seine eigene klinische Beurteilung verlassen bei der Entscheidung, mit welchen Produkten bzw. Techniken er seine Patienten versorgt. Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Die Produktverfügbarkeit unterliegt den regulatorischen oder medizinischen Gegebenheiten der einzelnen Länder. Bitte kontaktieren sie ihren Newclip Technics ansprechpartner, wenn sie fragen über die verfügbarkeit von Newclip Technics produkten in ihrer nähe haben.

