


## Produktübersicht

Farbcodierte Schrauben  
 Lila = L 16 mm, Grün = L 24 mm, Blau = L 32 mm  
 (4,4 mm Durchmesser)



Farbcodierte Platten  
 Grün = 12 mm-Platte  
 Blau = 16 mm-Platte  
 (Abstand zwischen den Bohrungsachsen)

Messskala

Spezielle Bohrungen lassen kein Falscheinsetzen der Schrauben zu.




Zum leichteren Erfassen etwas erhöht angebracht

## Bestelldaten

Artikelnummer	Beschreibung	Länge
GP200	eight-Plate	12mm
GP400	eight-Plate	16mm
GP116	Schraube kanüliert	16mm
GP224	Schraube kanüliert	24mm
GP432	Schraube kanüliert	32mm
W1207	FFS-Drähte (VPE 4 Stck.), Ø 1,2mm	120mm
13715	K-Draht (VPE 2 Stck.), Ø 1,5mm	150mm
GP510	Schraubendreher kanüliert, Ø 3,5mm	
GP520	Bohrer mit Bohrstop, kanüliert, Ø 3,2mm	
GP530	Zielgerät	
GP600	Steribox groß, inklusiv Instrumente & Implantate	
GP601	Steribox groß, leer	

GP 600



### Ihre Vertriebspartner:

**Deutschland**  
**Orthofix GmbH**  
 Mühlbachweg 4 - D-83626 Valley  
 Tel. 0049 (0) 8020 – 90 83 90  
 Fax 0049 (0) 8020 – 90 83 99  
 info@orthofix-gmbh.de

**Schweiz**  
**Orthofix AG**  
 Hinterbergstr. 26 - CH-6330 Cham  
 Tel. 0041 (0) 41 – 74 85 360  
 Fax 0041 (0) 41 – 74 85 361



ORTHOFIX FOR PEDIATRICS

[www.eightplate.de](http://www.eightplate.de)



Deformity Correction | Pediatrics