

GÉNÉRATEUR

- Écran tactile 7 pouces
- Multilingue
- Retour sonore
- Notifications visuelles
- Wi-Fi intégré
- Journal des données

OSCAR™
PRO

APPAREIL À ULTRASON POUR LA REPRISE D'ARTHROPLASTIE

Ergonomique

Proactif

Précis

Innovant


ORTHOFIX®

PIÈCE À MAIN UNIVERSELLE



Aluminium


Insertion de la connexion
de la buse d'irrigation

Pièce à main universelle :

- Extraction du ciment
- Prothèses sans ciment
- Ostéotomies




Bouton magnétique
avec voyant à LED



Poignée optionnelle
pièce à main




Support de pièce à main
permettant de stabiliser la pièce à
main universelle et de protéger la
sonde pendant l'utilisation



INSTRUMENTATION DÉDIÉE

- Nouvelle conception du plateau permettant l'assemblage des sondes à l'intérieur de l'environnement stérile
- Instrumentation étiquetée pour une identification simplifiée des pièces correspondantes

Masse
coulissante
Clé
Pièce à main



Support
Poignée
pièce à main
Câble

SONDES À USAGE UNIQUE

- Une vaste gamme de sondes
- Extension non requise
- Usage unique
- Connexion M6 (probabilité de rupture réduite)
- Raccordement de la sonde simplifié

04SL09D09

04FL08B06

04PL09D06

04EL09B06

04SCL08B04

04AL09DNA

04PSFB8

04EXP

04OL09B10

04HL18D06

04CL09B10

Distribué par :

Medeco-ch Sàrl
8, Route de Trélex
1266 Duillier
Suisse

Téléphone : 0041 22 307 01 70
Fax : 0041 22 362 11 85
Email : info@medeco-ch.com
www.medeco-ch.com



Fabriqué par :
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona), Italie
Téléphone +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380

CE 0123



www.orthofix.com
www.oscar-ultrasonic.com

OS-2004-PL-F1 AA 07/20

Instructions d'utilisation : Consulter la notice d'accompagnement pour le mode d'emploi.

Attention : la loi fédérale des États-Unis n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance d'un médecin.
Le choix d'une procédure chirurgicale appropriée est de la responsabilité des professionnels médicaux. Les directives concernant les techniques opératoires sont fournies à titre indicatif. Chaque chirurgien doit évaluer l'adéquation d'une technique en se basant sur son expérience et ses antécédents médicaux personnels. Se référer au mode d'emploi fourni avec le produit pour obtenir des informations spécifiques concernant les indications, les contre-indications, les avertissements, les précautions d'emploi, les réactions indésirables et la stérilisation.


ORTHOFIX®